



Tampo Mart è una miscela di sali alcalini indispensabili per il corretto mantenimento del ph ruminale delle bovine da latte.

Quando si usa:

In tutta la fase di lattazione a complemento dell'integrazione fornita con il mangime/nucleo, soprattutto quando sia sospetta o accertata la carenza di tamponi ruminali e intestinali con l'evidenziarsi dei primi segnali di acidosi nella mandria (ingestione incostante, feci molli e maleodoranti, residui di alimenti indigeriti nelle feci ecc.)

Caratteristiche tecniche:

ADDITIVI PER KG:

Conservanti

Propionato di sodio E 281

Leganti

Clinoptilolite di Origine Sedimentaria 1g568 _____ 100.000 mg

Sepiolite E 562 _____ 100.000 mg

COMPONENTI ANALITICI % s.t.q.:

Calcio _____ 11,0 %

Fosforo _____ 0,0 %

Magnesio _____ 6,2 %

Sodio _____ 10,8 %

Ceneri insolubili in HCl _____ 14,0 %

COMPOSIZIONE:

Sodio bicarbonato, Calcio carbonato da rocce calciche macinate, Ossido di magnesio, Frumento farinaccio, Farina di frumento, Zolfo fiore.

Come si usa:

Vacche da latte aggiungere alle altre componenti della razione in modo da fornire 200-400 gr di prodotto capo giorno, secondo le indicazioni del tecnico nutrizionista.

SEDE LEGALE:
Via Moretti, 34
24121 Bergamo (BG)
Tel. +39 035.0667172

info@martensitalia.com
www.martensitalia.com

Agg. SCHEDA TECNICA
15/06/2022

CONFEZIONE



SACCO 25 KG

Le presenti informazioni, accurate e complete, sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, quanto specificato, non può essere considerato come un diritto o garanzia.